



CE ISO 13485
IFDA ISO 9001

Fat Transfer

Liporase

Different Surgical Instrument



Liporase Fat Transfer Cannulas Set

ست کامل ابزار کانولاهاي پروسه تزریق چربی برند لیپوراس

www.rasaeimed.com

021 44 07 96 01 | 0912 034 32 42 Office Tehran



ست کامل پروسه ساکشن و تزریق چربی

ویژه تمام نواحی بدن صورت و دست و پا و ژنیتال

سینه و باسن و زانو و شکم و ...



محتويات و متعلقات

- کانولای تزریق مایع تامیسنت/آبکشی (تزریق سرم و مایع بی حسی قبل از لیپوساکشن) **TF02**
- کانولای سوپر لاک برداشت و ساکشن دستی بافت چربی (هاروست و غبف و بدن) **F03**
- کانولای سوپر لاک برداشت و ساکشن دستی بافت چربی (هاروست و غبف و بدن) **VF2.5**
- کانولای تزریق چربی بزرگ جهت تزریق چربی نواحی ژنیتال، سینه و باسن و ... **I2.5**
- کانولای تزریق چربی ظریف جهت تزریق چربی صورت و دست و بدن **I1.6**
- کانولای تزریق چربی ظریف جهت تزریق چربی صورت و دست و بدن **I1.2**
- کانولای تزریق چربی ظریف جهت تزریق چربی صورت و دست و بدن **I01**
- اسنپ لاک قفل کننده مکش سرنگ ۶۰ سی سی ساکشن چربی **SL60**
- اسنپ لاک قفل کننده مکش سرنگ ۲۵ سی سی ساکشن چربی **SL20**
- اسنپ لاک قفل کننده مکش سرنگ ۱۰ سی سی ساکشن چربی **SL10**
- استند یا پایه لوئرلاک سرنگ ۵ تایی **ST5**
- رابط لوئرلاک سرنگ به سرنگ ۲ عدد **LL**
- کپ قفل کننده لوئرلاک سرنگ ۴ عدد **CC**
- دیش درب دار آلمینیومی **Dish**
- سیلیکون برش خورده ابزارها **Silicon**
- برس استاندارد تمیز کاری **Brush**

ردیف	تصویر محصول	کد محصول	نام و مشخصات محصول
1		TF02	<ul style="list-style-type: none"> کانولای تزریق مایع تامیسنست/آپکشی (تزریق سرم و مایع بی حسی قبل از لپوساکشن) دارای هندپیس لوئرلاک سرامیکی متصل با قابلیت اتصال به انواع سرنگ لوئرلاک تعداد ۷ الی ۱۲ سوراخ بسیار ریز قطر ۲ میلیمتر و طول لوله استیل ۲۰ سانتی متر
2		F03 Super Lock	<ul style="list-style-type: none"> کانولای سوپر لاک برداشت و ساکشن دستی بافت چربی (هاروست و غبغب و بدن) دارای هندپیس سوپرلاک سرامیکی متصل با قابلیت اتصال به انواع سرنگ لوئرلاک هندپیس سوپرلاک دارای کاور نگهدارنده سر سرنگ جهت جلوگیری از شل شدن سرنگ و اتصال محکم و ایجاد بیشترین خلا و میزان مکش چربی و کاهش زمان و خستگی ۳ سوراخ کرو یکطرفه جهت کاهش خونریزی و ساکشن یکنواخت بافت چربی قطر ۳ میلیمتر و طول لوله ۵ استیل ۲۰ سانتی متر بهمراه برس استاندارد جهت تمیزکاری و شستشوی ابزار کانولا چربی ساکشن شده دارای قابلیت تزریق و تبدیل به نانوفت میباشد.
3		VF2.5 Super Lock	<ul style="list-style-type: none"> کانولای سوپر لاک برداشت و ساکشن دستی بافت چربی (هاروست و غبغب و بدن) دارای هندپیس سوپرلاک سرامیکی متصل با قابلیت اتصال به انواع سرنگ لوئرلاک هندپیس سوپرلاک دارای کاور نگهدارنده سر سرنگ جهت جلوگیری از شل شدن سرنگ و اتصال محکم و ایجاد بیشترین خلا و میزان مکش چربی و کاهش زمان و خستگی ۳ سوراخ کرو یکطرفه جهت کاهش خونریزی و ساکشن یکنواخت بافت چربی قطر ۲/۵ میلیمتر و طول لوله ۵ استیل ۱۵ سانتی متر بهمراه برس استاندارد جهت تمیزکاری و شستشوی ابزار کانولا چربی ساکشن شده دارای قابلیت تزریق و تبدیل به نانوفت میباشد.
4		I2.5	<ul style="list-style-type: none"> کانولای تزریق چربی بزرگ جهت تزریق چربی نواحی ژنیتال، پوبیس سینه، باسن، داخل زانوبدن و اندام ها دارای هندپیس لوئرلاک سرامیکی متصل با قابلیت اتصال به انواع سرنگ لوئرلاک یک سوراخ کرو یکطرفه جهت تزریق یکنواخت بافت چربی میکروفت و نانوفت قطر ۲/۵ میلیمتر و طول لوله استیل ۱۵ تا ۱۸ سانتی متر بهمراه برس استاندارد جهت تمیزکاری و شستشوی ابزار کانولا
5		I1.6 G16	<ul style="list-style-type: none"> کانولا های تزریق ظرفی جهت تزریق چربی نواحی تمام صورت (گونه، شقیقه، خط خندنه خط من، چانه زوایه فکی، ژنیتال، پوبیس، داخل زانوبدن و اندام ها) دارای هندپیس لوئرلاک سرامیکی متصل با قابلیت اتصال به انواع سرنگ لوئرلاک یک سوراخ کرو یکطرفه جهت تزریق یکنواخت بافت چربی میکروفت و نانوفت قطر ۱/۶ میلیمتر (گیج ۱۶) و طول لوله استیل ۱۰ سانتی متر بهمراه ماندرن جهت تمیزکاری و شستشوی ابزار کانولا
6		I1.2 G18	<ul style="list-style-type: none"> کانولا های تزریق ظرفی جهت تزریق چربی نواحی تمام صورت (گونه، شقیقه، خط خندنه، خط سن، چانه زوایه فکی، زیر چشم، پیشانی) پشت دست، ژنیتال، پوبیس، داخل زانوبدن و اندام ها دارای هندپیس لوئرلاک سرامیکی متصل با قابلیت اتصال به انواع سرنگ لوئرلاک یک سوراخ کرو یکطرفه جهت تزریق یکنواخت بافت چربی میکروفت و نانوفت قطر ۱/۲ میلیمتر (گیج ۱۸) و طول لوله استیل ۹ سانتی متر بهمراه ماندرن جهت تمیزکاری و شستشوی ابزار کانولا
7		I01 G19	<ul style="list-style-type: none"> کانولا های تزریق ظرفی جهت تزریق چربی نواحی تمام صورت (گونه، شقیقه، خط خندنه، خط من، چانه زوایه فکی، زیر چشم، پیشانی) پشت دست، ژنیتال، پوبیس، داخل زانوبدن و اندام ها دارای هندپیس لوئرلاک سرامیکی متصل با قابلیت اتصال به انواع سرنگ لوئرلاک یک سوراخ کرو یکطرفه جهت تزریق یکنواخت بافت چربی میکروفت و نانوفت قطر ۱ میلیمتر (گیج ۱۹) و طول لوله استیل ۸ سانتی متر بهمراه ماندرن جهت تمیزکاری و شستشوی ابزار کانولا
8		SL60	<ul style="list-style-type: none"> اسنپ لاک قفل گنده مکش سرنگ ۶ سی سی سی ساکشن چربی جهت ایجاد خلا و فشار منفی یکنواخت و سهولت در ساکشن بافت چربی بدون هیچ گونه فشار به عضلات دست و جلوگیری از خستگی در زمان پروسه ساکشن چربی با سرنگ

تصویر محصول	ردیف	مشخصات محصول	کد محصول
	9	<ul style="list-style-type: none"> • استپ لاک قفل کننده مکش سرنگ ۲۰ سی سی ساکشن چربی • جهت ایجاد خلا و فشار منفی یکنواخت و سهولت در ساکشن بافت چربی بدون هیچ گونه فشار به عضلات دست و جلوگیری از خستگی در زمان پروسه ساکشن چربی با سرنگ 	SL20
	10	<ul style="list-style-type: none"> • استپ لاک قفل کننده مکش سرنگ ۱۰ سی سی ساکشن چربی • جهت ایجاد خلا و فشار منفی یکنواخت و سهولت در ساکشن بافت چربی بدون هیچ گونه فشار به عضلات دست و جلوگیری از خستگی در زمان پروسه ساکشن چربی با سرنگ 	SL10
	11	<ul style="list-style-type: none"> • استند یا پایه لوئرلاک سرنگ ۵ تایی • جهت نگهداری سرنگ لوئرلاک حاوی چربی ساکشن شده • جهت جداسازی اولیه چربی فرواری شده از خونابه و سرم برای تزریق قسمت های مختلف صورت و بدن 	ST5
	12	<ul style="list-style-type: none"> • رابط لوئرلاک سرنگ به سرنگ • جهت انتقال چربی از یک سرنگ به سرنگ دیگر • تعداد در هر ست ۲ عدد 	LL
	13	<ul style="list-style-type: none"> • کپ قفل کننده لوئرلاک سرنگ • جهت سانتریفیوژ سرنگ تزریق چربی • تعداد در هر ست ۴ عدد 	CP
	14	<ul style="list-style-type: none"> • دیش درب دار آلومینیومی • قابل اتوکلاو • جهت استریل کردن تمامی ابزارها 	Dish
	15	<ul style="list-style-type: none"> • سیلیکون برش خورده ابزارها • قابل اتوکلاو • جهت جایگذاری هر ابزار در جای مشخص خودش • جهت جلوگیری از مفقود شدن ابزارها 	Silicon
	16	<ul style="list-style-type: none"> • برس استاندارد • جهت تمیز کاری و شستشوی ابزارها 	Brush