



CE ISO 13485
ISO 9001

NanoFat

Liporase

Different Surgical Instrument



Liporase NanoFat Transfer Set

ست کامل ابزار پروسه فرآوری چربی نانوفت

www.rasaeimed.com

021 44 07 96 01 | 0912 034 32 42 Office Tehran



نام محصول



ست پروسه فراوری چربی نانوفت

NanoFat Transfer Set

(قابل اتوکلاو و استفاده مجدد)

محتویات و متعلقات ست

- ۱- رابط لوئرلاک آجدار سرنگ به سرنگ با قطر ۳/۲ میلیمتر (قابل اتوکلاو و استفاده مجدد)
- ۲- رابط لوئرلاک آجدار سرنگ به سرنگ با قطر ۲/۶ میلیمتر (قابل اتوکلاو و استفاده مجدد)
- ۳- رابط لوئرلاک آجدار سرنگ به سرنگ با قطر ۲/۲ میلیمتر (قابل اتوکلاو و استفاده مجدد)
- ۴- رابط لوئرلاک آجدار سرنگ به سرنگ با قطر ۱/۶ میلیمتر (قابل اتوکلاو و استفاده مجدد)
- ۵- رابط لوئرلاک آجدار سرنگ به سرنگ با قطر ۱/۲ میلیمتر (قابل اتوکلاو و استفاده مجدد)
- ۶- فیلتر کارتریج نانوفت یا صافی با قطر سوراخ های سایز ۹۰۰ میکرون (قابل اتوکلاو و استفاده مجدد)
- ۷- فیلتر کارتریج نانوفت یا صافی با قطر سوراخ های سایز ۷۰۰ میکرون (قابل اتوکلاو و استفاده مجدد)
- ۸- فیلتر کارتریج نانوفت یا صافی با قطر سوراخ های سایز ۳۰۰ میکرون (قابل اتوکلاو و استفاده مجدد)
- ۹- تعداد ۳ عدد فیلتر کارتریج نانوفت یا صافی استریل یکبار مصرف با قطر سوراخ های ۹۰۰ و ۷۰۰ و ۳۰۰ میکرون
- ۱۰- رابط لوئرلاک آجدار سرنگ به سرنگ بزرگ جهت جایگذاری فیلتر کارتریج / صافی / توری های با سایز مختلف جهت فیلتراسیون ، جداسازی و فراوری چربی نانوفت (قابل اتوکلاو و استفاده مجدد)
- ۱۱- دیش درب دار آلومینیومی استاندارد جهت استریل کردن تمامی ابزارها
- ۱۲- سیلیکون برش خورده قابل اتوکلاو جایگذاری قطعات ست و جلوگیری از مفقود شدن ابزارها و انجام منظم پروسه نانوفت
- ۱۳- برس جهت تمیز کاری و شستشوی ابزارها
- ۱۴- سی دی / CD آموزشی مراحل گام به گام فراوری بافت چربی نانوفت



تعداد ۵ عدد رابط لوئرلاک آجدار سرنگ به سرنگ قابل اتوکلاو و استفاده مجدد با قطر های متفاوت ۳/۲ ، ۲/۶ ، ۲/۲ ، ۱/۶ ، ۱/۲ میلیمتر جهت انجام مراحل گام به گام ریز کردن و جداسازی بافت های کیستیک و فیبروتیک بافت چربی بزرگ (ماکروففت) و تبدیل آن به بافت چربی یکنواخت متوسط (میکروففت) جهت آماده سازی و عبور از فیلتراسیون نهایی و فراوری بافت چربی نانوفت

رابط لوئرلاک آجدار سرنگ به سرنگ بزرگ جهت جایگذاری فیلتر کارتریج / توری های مختلف نانوفت جهت فراوری نهایی تبدیل بافت های چربی میکروففت به چربی یکنواخت و فاقد هر گونه بافت فیبروتیک و گرانوله و کیستیک و فراوری نهایی نانوفت ، قابل تزریق با سوزن ها و کانولاهای ظریف گیج های ۱۹ و ۲۱ و ۲۳ و ۲۵ و ۲۷ و ۲۹ و ۳۰ در لایه های مختلف پوست و بدن

فیلتر کارتریج صافی/توری نانوفت چربی قابل اتوکلاو و استفاده مجدد در سه سایز : جهت غربالگری ، فیلتراسیون و جدا کردن بافت ها وتوده های بافت همبند ، گرانولوم ، کیستیک و فیبروتیک بافت چربی ودر نهایت فراوری بافت چربی نانوفت یکنواخت و هموژن برای تزریق با سوزن ها و کانولاهای ظریف گیج های ۱۹ و ۲۱ و ۲۳ و ۲۵ و ۲۷ و ۲۹ و ۳۰ در لایه های مختلف پوست و بدن

فیلتر کارتریج نانوفت یا صافی قابل اتوکلاو و استفاده مجدد با قطر سوراخ های ۹۰۰ میکرون
فیلتر کارتریج نانوفت یا صافی قابل اتوکلاو و استفاده مجدد با قطر سوراخ های ۳۰۰ میکرون
فیلتر کارتریج نانوفت یا صافی قابل اتوکلاو و استفاده مجدد با قطر سوراخ های ۷۰۰ میکرون

پک ۳ عددی فیلتر کارتریج نانوفت چربی استریل شده و یکبار مصرف در سه جهت غربالگری ، فیلتراسیون و جدا کردن بافت ها وتوده های بافت همبند ، گرانولوم ، کیستیک و فیبروتیک بافت چربی ودر نهایت فراوری بافت چربی نانوفت یکنواخت و هموژن برای تزریق با سوزن ها و کانولاهای ظریف گیج های ۱۹ و ۲۱ و ۲۳ و ۲۵ و ۲۷ و ۲۹ و ۳۰ در لایه های مختلف پوست و بدن



برس جهت تمیز کاری و شستشوی ابزارها

دیش درب دار آلومینیومی استاندارد جهت استریل کردن تمامی ابزارها سیلیکون برش خورده قابل اتوکلاو جایگذاری قطعات ست و جلوگیری از مفقود شدن ابزارها و انجام منظم پروسه نانوفت