



## CARBO INJECT CARBOXY THERAPY

# کربو اینجکت کاربردی ترین دستگاه کربوکسی تراپی در ایران

کربوکسی تراپی به معنای تزریق گاز CO<sub>2</sub> به داخل پوست و بافت داخل چربی است و باعث می شود اکسیژن متصل به هموگلوبین در بافت از آن جدا شده و گاز کربنیک به هموگلوبین اتصال یافته و لذا اکسیژن آزاد می شود و سبب تحریک سلول های فیبروبلاست و کلازن سازی و لیفت و کشیده شدن پوست می گردد و همچنین از طریق مکانیزم های دیگر کاربردهای بسیار در ساول های چربی و پوست و مو و درمان کمکی برخی بیماریها را دارد

### کاربردهای کربوکسی تراپی :

- ✓ رفع تیرگی ، چروک سطحی و پف دور چشم
- ✓ رفع سلولیت و ناهمواری ناشی از چاقی از طریق شکستن سلول های چربی
- ✓ کاهش ناهمواری های ناشی از عمل لیپوساکشن نواحی شکم ، پهلو ، ران و ..
- ✓ درمان کمکی اسکارهای مقاوم به درمان از جمله آکنه ، آبله مرغان، سالک، چین و چروهای عمیق، سوختگی
- ✓ انجام سابسیژن به روش میکرو با سوزن (میکروسابسیژن با نیدل) انواع اسکارهای آکنه و چروک های فیبروتیک و آتروفیک
- ✓ کاهش فیبروز و سفتی و افزایش دامنه حرکتی اندام ها و پوست به دنبال سوختگی
- ✓ خط مقدم درمان و رفع خطوط استریا (ترک های سفید) ناشی از حاملگی و یا چاقی و لاغری
- ✓ کاهش چین و چروک و تیرگی ، ایجاد شفافیت و جوانسازی پشت دست ها ، صورت و بدن
- ✓ رفع تیرگی و چروک و ایجاد شفافیت و جوانسازی ناحیه ژنیتال، کشاله ران و زیربغل
- ✓ آبرسانی ، شفافیت و افزایش قوام ، سفتی و کشیدن شدن پوست
- ✓ درمان کمکی به کاهش سایز و ایجاد سفتی در نواحی با ضخامت چربی بالا
- ✓ بهبود اگزما ناشی از بیماری پسوریازیس
- ✓ تسريع در بهبود و ترمیم زخم
- ✓ کاهش اسپاسم ها و دردهای ماهیچه ای و روماتیسمی
- ✓ کاهش ریزش ، تحریک و تقویت رویش مجدد موها
- ✓ کاربردهای متعدد درمانی دیگر در گروه پوست و مو ، جراحی ، زنان ، اورولوژی ، روماتولوژی ، اورتوپدی و غیره....

# CARBO INJECT CARBOXY THERAPY

## ویژگی های دستگاه کربوکسی تراپی کربو اینجکت:

- ▶ پنل دارای ال سی دی تاچ رنگی ۷ اینچی با منو کاربری آسان
- ▶ دارای پروف اختراعی تزریق واژینال قابل استریل با اتوکلاو ویژه مخصوصین زنان و مامایی
- ▶ دارای ۳۳ اندیکاسیون پزشکی و زیبایی پر کاربرد پروتکل نویسی شده
- ▶ دارای هندپیس با طراحی ارگونومی استاندارد و مجهز به چراغ معاینه جهت سهولت در تزریق و حیطه کاربری پزشک
- ▶ دارای تنظیمات پیش فرض تعداد جلسات ، فاصله جلسات ، میزان حجم ، فشار ، و زمان تزریق و همچنین طول و گیج نیدل و لایه هدف
- ▶ قابلیت استفاده از سایر اندیکاسیون های درمانی در گروه های مختلف پوشت و مو ، جراحی، زنان ، اورولوژی ، ارتوپدی و روماتولوژی
- ▶ تزریق گاز CO<sub>2</sub> با فلیتر نانو استاندارد و نیدل های ظرفی با بالاترین خلوص گاز و کمترین درد
- ▶ دارای گرمکن اتوماتیک گاز CO<sub>2</sub>
- ▶ تمامی اتصالات پنوماتیکی و رگولاتور هریس آمریکا
- ▶ کپسول ۵ لیتری CO<sub>2</sub> با خلوص ۹۹/۹۹۹ و قابلیت تبدیل آن به کپسول ۱۰ لیتری
- ▶ استند مجهز به محفظه نگهداری کپسول و کمربند نگه دارنده
- ▶ شیلنگ تزریق از جنس سیلیکون آلمان ، مقاوم در برابر خوردگی و قابلیت اتوکلاو شدن
- ▶ نمایش حداکثر میزان تزریق و کنترل اتوماتیک حجم تزریق
- ▶ قابلیت تنظیم حجم و فشار تزریق در اندیکاسیون های مختلف و اعلام هشدار دستگاه پس از اتمام حجم تنظیم شده در فشار مورد نظر
- ▶ قابلیت تنظیم دستی تمامی پارامترهای تزریق کاربردهای مختلف
- ▶ شروع تزریق بوسیله پدال و اعلام بوق هشدار در زمان قطع و وصل کردن پدال
- ▶ سیستم کالیبراسیون جهت خروج هوای وارد شده محیط به داخل شیلنگ تزریق به دلیل اختلاف فشار گاز داخل شیلنگ و هوای محیط و سیرکوله شدن آن
- ▶ قابلیت نمایش دیجیتال حجم گاز تزریق شده به صورت درصد و حجم سی سی
- ▶ قابلیت محاسبه حجم کلی تزریق بعد از انجام پروسه و ثبت در پرونده بیمار



متعلقات دستگاه کربوکسی تراپی :



هندپیس



رگولاتور



پروف اختراعی  
واژینال



کپسول و هلدر



پدال و کابل پاور



فیلتر میکرونی